

Лечить красиво

О персональном подходе в стоматологии

Ирина Мишина

Главный врач
клиники QUEEN NELLA
Борис Бернацкий



Стоматолог-пародонтолог, хирург-имплантолог — таковы главные направления деятельности доктора Бернацкого. Прежде чем возглавить клинику, Борис Сергеевич перенимал опыт у лучших врачей Европы,

Израиля, Америки, а с 1998 по 2004 год работал военным врачом в Армии обороны Израиля. Вернувшись в Москву, активно занимался изучением и совершенствованием методик регенерации костной ткани

перед имплантацией, выполнял различные виды протезирования при аномалиях прикуса, занимался эстетическим протезированием. Провел более 20 тысяч имплантаций.

КЛИНИКА Queen Nella была открыта 20 декабря 2013 года доктором Борисом Бернацким.

Все началось с названия, и это ключевой момент в развитии и становлении клиники. «Я назвал ее в честь моей мамы, — говорит Борис Сергеевич. — Эта клиника рождалась с душой. И все, что я сейчас имею, это благодаря моему самому близкому человеку, моей маме. Именно по этой причине я знал задолго до открытия клиники, как она будет называться». Поэтому семейный, или, как сейчас принято говорить, персональный подход — это главная особенность в работе клиники, ее важное преимущество. Для каждого пациента здесь разрабатывается комплексный план лечения и применяются свои методики, эффективные в каждом отдельном случае. Клиника постоянно совершенствуется, здесь применяются современные цифровые технологии, новые аппараты и материалы. На что стоит обратить особое внимание?



ИННОВАЦИИ

В каждом кабинете клиники установлены самые высокотехнологичные и эргономичные микроскопы OPMI PROergo ведущего производителя в этой отрасли — Carl Zeiss. Использование операционного микроскопа это высочайший стандарт качества работы современного врача-стоматолога. В клинике работает система Ceges, представляющая собой цифровые технологии в стоматологии. Это полный цикл цифрового производства реставрации, от сканирования зубного ряда (сегодня в некоторых ситуациях можно отказаться от традиционных оттисков) до компьютерного моделирования реставраций и компьютерного изготовления — фрезерования или 3D-печати.

Авторская методика

Авторская методика немедленной имплантации доктора Бернацкого B2S — это модифицированная методика IDR, впервые примененная им в 2004 году. В отличие от классической методики, Борис Бернацкий усовершенствовал технику имплантации с целью минимизации осложнений и объективной оценки операционного поля. Модификация заключается в том, что, в отличие от первоначального протокола (последовательности операций), который предполагает закрытый лоскут и субъективную оценку костного дефекта, Борис Бернацкий вводит новый этап, предполагающий отслаивание слизистого лоскута (десны) для полноценного обзора дефекта. Методика немедленной имплантации позволяет пациенту выйти из клиники с готовой реставрацией. Доктор Бернацкий провел уже более тысячи успешных операций.

ОМОЛОЖЕНИЕ

Мы привыкли видеть взрослых, пожилых людей неулыбчивыми, с ярко выраженными носогубными складками, заломками в уголках рта. Все эти признаки являются следствием неправильного положения зубов, снижения высоты прикуса, а также могут быть вызваны потерей зубов. Сейчас появились методики, позволяющие изменить прикус не только у детей, но и у пациентов зрелого возраста. К их лечению в клинике подходят комплексно: пациента ведет не только врач-ортодонт, который исправляет положение зубов, но и врач-имплантолог, ортопед, терапевт. В результате меняется не только улыбка, но и все лицо: морщины разглаживаются, возраст отступает.

ВИНИРЫ ИЛИ ОТБЕЛИВАНИЕ

Несмотря на то что сейчас активно набирает популярность цифровая стоматология (когда коронки и виниры изготавливает не техник, а компьютер), в клинике не отказываются от ручного изготовления виниров и коронок. Техник под руководством врача работает как скульптор: он наносит послойно керамику, создавая естественную морфологию зуба, которую не сможет повторить компьютер. Для отбеливания и для виниров существуют разные показания.

Отбеливание позволяет только осветлить зубы, никак не влияя на их форму и топографию поверхности, но это отличный и доступный способ в короткие сроки преобразить свою улыбку. При использовании виниров больше опций: здесь есть возможность изменить размер зубов, их форму и цвет, скорректировать промежутки между зубами.

*Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста